

Montagehinweis RV 10.3000 Anbauplatte

Sicherheitshinweis



Achtung!


Benutzen Sie nie den unteren Endanschlag, wenn Sie das Heizbad auf der montierten Anbauplatte betreiben!

Der Abschnitt "Einstellen des unteren Endanschlages" der Betriebsanleitung RV 10 gilt nicht, wenn die Anbauplatte RV 10.3000 eingesetzt wird.

Lieferumfang

1 x Anbauplatte RV 10.3000

Montage



Einstellbarer Gerätefuß



Reinigung

Benutzen Sie ein weiches Tuch und lauwarmes Wasser zur Reinigung.



Mounting instruction RV 10.3000 Extension plate

Safety instructions



Attention!

Never use the lower end stop in case of operating the heating bath on the mounted extension plate!


Chapter "Setting the lower end stop" of the operating instructions RV 10 does not apply in case of using the extension plate RV 10.3000.

Delivery scope

1 x Extension plate

RV 10.3000

Assembly



Adjustable base



Cleaning

Use a soft rag and tepid water for cleaning.

